कृषि रसायन संभाग DIVISION OF AGRICULTURAL CHEMICALS भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE पूसा, नईदिल्ली- 110012 PUSA, NEW DELHI-110012

25843588, Extn. 4643

मिसिल संख्या File No.1-2/2020-21/24-730(c)/AC

दिनांक Dated: 15-06-2020

निविदा-सूचना

निदेशक भा०कृ०अ०५०—भारतीय कृषि अनुसंघान संस्थान नई दिल्ली द्वारा निम्निलिखित वैज्ञानिक उपकरण / वस्तु की आपूर्ति एवं कार्य हेतु प्रतिष्ठित निर्मातोओं / अधिकृत डीलरों /आपूर्तिकर्ताओं से दो बोली प्रणाली (तकनीकी एवं वित्त बोली) के अन्तर्गत ऑनलाईन क्यूटेशन Rotary evaporator with chiller के लिये आमंत्रित की जाती है । क्यूटेशन / निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18/07/2020 समय 01 बजे दोपहर तक । क्यूटेशन/निविदा को दिनांक 20/07/2020 को समय 14:30 बजे निर्धारित समिति के समक्ष खोली जाएगी । Online Quotations are invited from reputed Manufacture/Dealer/Supplier in Two Bid system (Technical bid & Financial bid) for Rotary evaporator with chiller of following Scientific Equipment/Items on behalf of Director ICAR-Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. The last date for submission of Bid 18/07/2020 at 1.00pm. The bid will be opened on dated 20/07/2020 at 14.30 hrs. By the prescribed committee.

विस्तृत नियम व शर्तों को भा०क०अ०सं० की वेबसाईट <u>www.iari.res.in</u>पर देखे एवं ऑनलाईन के लिए <u>www.eprocure.gov.in</u>देखा जा सकता है। Please visit <u>www.iari.res.in</u> for Details Rules and Regulation and Log on <u>www.eprocure.gov.in</u> for online.

क्रम संख्या वैज्ञानिक उपकरण का नाम		मात्रा	
Sl. No.	Name of Scientific Equipment	Quantity	
1	Rotary evaporator with chiller	Two	

बोली लगाने के निर्देष और नियम एवं निविदा की शर्ते Instruction to the bidder and terms & conditions of tender:

- 1) आपके द्वारा दी गयी मूल्य दर क्यूटेषन प्राप्ति हेत ुनिर्धारित अन्तिमदिनसे कम से कम 180 दिनों तक मान्य होगी। यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा 180 दिनों की न्यूनतम अविध की वैधता के संबंध में काई अन्तर होतो उसका विषेष रूप से उल्लेख होना चाहिए।The rates quoted shall be valid for a minimum period of 180 days from the last date fixed for submission of bid.
- 2) वयूटेषन में दर्षायी गई दरों में मा०क०अ०सं० नई दिल्ली के संमाग / कृशि रसायन संभाग,मारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली—110012 में सामान /सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति अथवा स्थापन शामिल होगा। हांलािक विदेशी मुद्रा में दर्शाए गए उपकरण कोएफ०ओ०बी० आधार पर दर्शाया जाए।The rates quoted shall be free of cost delivery and installation at the Divison of Agricultural Chemicals, IARI, New Delhi-110012. However, equipment quoted in foreign currency must be quoted on FOB basis.
- 3) यदि सामान विदेश—निर्मित है और दर विदेशी मुद्रा में दिया गया है तो ऐसी परिस्थित में कस्टम डयूटी छूट प्रमाणपत्र (सी०डी०ई०सी०) जारी किया जाएगा जो कि केवल मा०क०अ०सं० के लिए ही मान्य होगा। Custom Duty Exemption Certificate (CDEC) will be issued only when the bid is quoted in foreign currency in case of foreign made items only and meant for IARI.

- 4) क्यूटेशन में संबंधित सामान का पूरा विवरण दिया जाएगा। Full specifications of the item/article quoted for shall be given in the quotation.
- 5) उपरोक्त दिए गए दर में यदि किसी मी प्रकार का अतिरिक्त कर /टैक्स/डयूटी लगाया जाना है तो उसका संकेत स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए If taxes duties or any other charges over and above the rates quoted leviable, actual percentage of such taxes/duties/other chargbes should be clearly indicated.
- aiell के साथ बतौर बयाना राशि रू 85000/—(पचासी हजार केवल) का डिमांड मॉग ड्राफट/भुगतान आदेश/मियादी जमा रसीद/बैंक गारंटी को निदेशक, भाठकूठअठसठ, नई दिल्ली 110012 के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो, अवश्य संलग्न होना चाहिए। जिसके बिना, क्यूटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। बयाना राशि की मूल प्रति सीधे तौर पर संबंधित निविदा आंमत्रित अधिकारी को आखिरी तारीख तक या ऑफलाईन दर जमा करने से पहले पहुंच जानी चाहिए। डिमांड मॉग ड्राफट/भुगतान आदेश/मियादी जमा रसीद/बैंक गारंटी से संबंधित सभी जानकारी व्यक्तिगत रूप से भेजी जानी चाहिए, इस संबंध में प्राप्त स्कैन कॅग्पी /या जो डाटा आपूर्तिकता द्वारा दर जमा करने के दौरान दिया गया है उससे मिलान किया जाएगा अन्यथा इस क्यूटेशन का रदद माना जाएगा। EMD of Rs. 85000 (Rs. Eighty five thousand only) should be in the from of D.D/Pay Order/Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee from commercial bank drawn in favour of Director, IARI, payable at New Delhi. The original EMD should be submitted to the Tender Inviting Authority on or before the last date and time of online bid submission. The details of D.D./Pay Order/Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee physsically sent, should tally with the details available in the scan copy and the data enter during the bid submission time otherwise the uploaded bid will be rejected.
- 7) इस संस्थान द्वारा निविदाकर्ता को किसी भी सुरक्षा जामा राशि और बयाना राशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। No interest on security deposit and earnest money deposit shall be paid by the Institute to
- 8) क्यूटेशन प्रकिया पूरी होने के पश्चात असफल बोलीदाताओं को उनकी जमा की गयी बयाने की राशि वापस कर दी, जायेगी जबिक सफलतम बोलीदाता के मामले में यह राशि नियम के अनुसार सुरक्षा जमा के रूप में समायोजित की जा सकती है, जो कि ऑडर के राशि की 5–10 प्रतिशत होगी और यह डिमांड मेंग ड्राफट /मुगतान आदेश/मियादी जमा रसीद/बैंक गारंटी निदेशक, भाठकृ0अ0स0, नई दिल्ली 110012 के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो, जिसकी वैधता सभी कार्य को पूरा करने के 60 दिनों, साथ के साथ उपकरण/सामान जिसकी कीमत (रू० 1.00 लाख या इससे अधिक) की गारंटी मी शामिल होगी। हालांकि जा उपकरण रू 1.00 लाख एक लाख से कम है उस परिस्थित में किसी भी प्रकार का निष्पादन जमा राशि नहीं दी जाएगी। The EMD shall be refunded to the unsuccessful bidders after finalization of the quotation. In case of successful bidder, it can be adjusted towards security deposit which is 5-10% of the order value in the form of D.D/Pay Order/Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee from commercial bank drawn in favour of Director, IARI, payable at New Delhi and shall remain valid for 60 days beyond the date of completion of all contractual obligation of supplier including warranty obligation for the equipment/goods costing Rs. 1.00 lakhs (Rs. One Lakh) or more. Here would however, be no performance security deposit for equipment/goods costing less than Rs. 1.00 lakh (One lakh).
 - 9) फर्म द्वारा एक वर्ष की वारंटी प्रदान की जाएगी। यदि सामान / उपकरण के विवरण में वारंटी की अवधि में किसी भी प्रकार परिवर्तन है, तो उस वारंटी को अंतिम माना जाएगा। One year warranty has to be invariable provided by the firm. In case, there is any variation in the warranty period given in the specification of the item/equipment, the warranty period shall be the final as given in the specification.
 - 10) कार्य के पूरा होने के बाद फर्म / पूर्तिकता को तीन पूर्व रसीद बिल प्राप्त होने के बाद मुगतान e-payment के माध्यम से किया जाएगा। Payment will be made by mode of e-payment to the supplier/firm after satisfactory completion of work and receipt of pre-receipt bill triplicate.

- निदेशक भारतीय कृषि अनुसंघान संस्थान,नई दिल्ली 110012 के पास बिना कारण बताये सभी क्यूटेशनओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने के अधिकार प्राप्त हैं। The Director IARI, New Delhi reserves the right to accept or reject any or all the quotations either in full or in parts without assigning any reason.
- 12) उपरोक्त शर्तों का पालन न करने वाली क्यूटेशनों को अस्वीकार करने के लिये उत्तरदायी होंगी। Quotations not complying with the above conditions are liable to be rejected.
 - 13) TIN/VAT/PAN/C.S.T./GST Nos. के स्कैन कॉपी को क्यूटेशन के साथ में संलग्न किया जाए। Scanned copy of TIN/VAT/PAN/C.S.T/GST Nos may be attached with the bid.
 - किसी कारण अनुबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर भरतीय कानून और न्यायालय, नई दिल्ली की अधिकारिता के अधीन होगा। सचिव, मारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, जिसका निर्णय दोनों पार्टियों (Supplier और Purchaser) पर अंतिम माना जाएगा। In case, any dispute arising out of this contract shall be subject to the jurisdiction of Indian laws & Court at New Delhi. Sole arbitrator is appointed by the Secretary, ICAR, New Delhi. His decision will be final and binding on both parties (Supplier and Purchaser).
 - two बोलीदाता को सौंपे गए कार्य को निर्धारित आपूर्ति आदेश के मीतर कार्य करना होगा जैसा आपूर्ति आदेश में दर्शाया गया होगा यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कम से कम 2% तथा अधिकतम 10% की क्षति नष्ठ कटौती के रूप में उनके बिल से काटी जाएगी। The successful bidder has to execute the indented Job/Work as mentioned in the supply order place with them within the stipulated period as given in the supply order placed by this office failing with 2% per week and maximum of 10% deduction as liquidated damage charges will be made from the bill in case the job is not completed within the given stipulated period
- 16) फर्म को इस कार्य/क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र के लिये आपूर्ति आदेश संलग्न करना है। Firms should have 3 years experience in this line, proof in form of work orders during last three years should be enclosed.
 - Full specification of the article quoted for shall be given in the quotation along with literature/pamphlet/drawing etc. User list of the quoted document may also be additionally provided for reference.
 - In Case, LC is opend for purchase of Foreign equipment, all charges outside India will be borne by the firm.
 - As per CVC's guidelines No.12-2-6CTE-SPJ(1)-2/161730 (circular No.3/1/12) dated 13/1/2012, in a tender either the Indian Agent on behalf of the Principal/OEM itself can bid but both cannot bid simultaneously for the same item/product in the same tender. Further, if an agent submits bid on behalf of the Principal/OEM the same agent shall not submit a bid on behalf of another Principal/OEM in the same tender for the same item/product.
 - The equipment is to be purchased for Research purpose and therefore shall be purchased at concessional GST Rate of 5%. The required certificate shall be issued to the succefull bidder for availling concessional GST Rate.

- The following documents must be uploaded with the technical bid failing which tender will not be accepted at all.
 - GST Number
 - 2. Pan Card
 - 3. Earnet Money Deposit (EMD) Rs. 85000/- (Rs. Eighty five thousand only)
 - 4. Literature/pamphlet/drawing etc. Alongwith user list if any
 - 5. Technical slpecification of equipment/item alongwith compliance statment in accordance with the tender technical specification.
 - 6. The tender documents duly signed by the concerned firm accepting the same should be attached with technical bid.P
 - 7. Certificate declaring that the firm has not been debarred/Black listed by the Govt.

 Deptt /Court of law for doing any business in India.

Pump and Chiller Specification for Rotavapor, Vacuum Pump and Chiller 1. Rotary Evaporator • Motorized lift with provisions for automatic lifting of the evaporating flask in standby mode. • Rotation speed up to 280 rpm or better with microprocessor control. • Cooling surface area of 1400 cm² or better • End stop positioner adjustable via button within a range of 150 mm or better to limit the immersion depth • Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. • Vertical condenser with P+G coating • Digital display for continuous monitoring of process parameters. • Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. • Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. • Locking function to prevent accidental change of bath temperature. • Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional connections. The bath capacity should be of 4.5	Technical Specification for Rotavapor, Vacuum		Whether	It, yes, please attach tech literature of the equipment duly
Specification for Rotavapor, Vacuum Pump and Chiller 1. Rotary Evaporator • Motorized lift with provisions for automatic lifting of the evaporating flask in standby mode. • Rotation speed up to 280 rpm or better with microprocessor control. • Cooling surface area of 1400 cm² or better • End stop positioner adjustable via button within a range of 150 mm or better to limit the immersion depth • Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. • Vertical condenser with P+G coating • Digital display for continuous monitoring of process parameters. • Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. • Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. • Locking function to prevent accidental change of bath temperature. • Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional	Pump and Chiller		complied	그 [10] 그렇게 하는 것이 되는 그렇게 하는 것이 없는 것이다.
Specification for Rotavapor, Vacuum Pump and Chiller 1. Rotary Evaporator • Motorized lift with provisions for automatic lifting of the evaporating flask in standby mode. • Rotation speed up to 280 rpm or better with microprocessor control. • Cooling surface area of 1400 cm² or better • End stop positioner adjustable via button within a range of 150 mm or better to limit the immersion depth • Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. • Vertical condenser with P+G coating • Digital display for continuous monitoring of process parameters. • Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ±1°C. • Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. • Locking function to prevent accidental change of bath temperature. • Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional				그 그 나는 그 그는 그는 것이 이름이 하는 것이 없는 것 같아요. 그는
 Chiller 1. Rotary Evaporator • Motorized lift with provisions for automatic lifting of the evaporating flask in standby mode. • Rotation speed up to 280 rpm or better with microprocessor control. • Cooling surface area of 1400 cm² or better • End stop positioner adjustable via button within a range of 150 mm or better to limit the immersion depth • Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. • Vertical condenser with P+G coating • Digital display for continuous monitoring of process parameters. • Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. • Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. • Locking function to prevent accidental change of bath temperature. • Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 		what of the party of the same than the same of the same		specifically confirm this
 Chiller 1. Rotary Evaporator Motorized lift with provisions for automatic lifting of the evaporating flask in standby mode. Rotation speed up to 280 rpm or better with microprocessor control. Cooling surface area of 1400 cm² or better End stop positioner adjustable via button within a range of 150 mm or better to limit the immersion depth Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. Vertical condenser with P+G coating Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	Specif	fication for Rotavapor, Vacuum Pump and		
 Motorized lift with provisions for automatic lifting of the evaporating flask in standby mode. Rotation speed up to 280 rpm or better with microprocessor control. Cooling surface area of 1400 cm² or better End stop positioner adjustable via button within a range of 150 mm or better to limit the immersion depth Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. Vertical condenser with P+G coating Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ±1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 				
 lifting of the evaporating flask in standby mode. Rotation speed up to 280 rpm or better with microprocessor control. Cooling surface area of 1400 cm² or better End stop positioner adjustable via button within a range of 150 mm or better to limit the immersion depth Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. Vertical condenser with P+G coating Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	1. Ro	otary Evaporator		
 Rotation speed up to 280 rpm or better with microprocessor control. Cooling surface area of 1400 cm² or better End stop positioner adjustable via button within a range of 150 mm or better to limit the immersion depth Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. Vertical condenser with P+G coating Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	• Mo	otorized lift with provisions for automatic	PART OF THE PART O	
 Rotation speed up to 280 rpm or better with microprocessor control. Cooling surface area of 1400 cm² or better End stop positioner adjustable via button within a range of 150 mm or better to limit the immersion depth Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. Vertical condenser with P+G coating Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	lift	ting of the evaporating flask in standby		
 microprocessor control. Cooling surface area of 1400 cm² or better End stop positioner adjustable via button within a range of 150 mm or better to limit the immersion depth Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. Vertical condenser with P+G coating Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 				
 microprocessor control. Cooling surface area of 1400 cm² or better End stop positioner adjustable via button within a range of 150 mm or better to limit the immersion depth Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. Vertical condenser with P+G coating Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	• Ro	otation speed up to 280 rpm or better with		
 End stop positioner adjustable via button within a range of 150 mm or better to limit the immersion depth Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. Vertical condenser with P+G coating Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	mi	icroprocessor control.		
 End stop positioner adjustable via button within a range of 150 mm or better to limit the immersion depth Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. Vertical condenser with P+G coating Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	• Co	poling surface area of 1400 cm² or better		
 within a range of 150 mm or better to limit the immersion depth Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. Vertical condenser with P+G coating Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	• En	nd stop positioner adjustable via button		
 immersion depth Adjustable immersion angle from 20° to 50° or better for the use of different flask sizes. Vertical condenser with P+G coating Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	wi	ithin a range of 150 mm or better to limit the		
 better for the use of different flask sizes. Vertical condenser with P+G coating Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 				
 better for the use of different flask sizes. Vertical condenser with P+G coating Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	• Ac	djustable immersion angle from 20° to 50° or		elegation of the leading to the second
 Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	be	etter for the use of different flask sizes.		
 Digital display for continuous monitoring of process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	• Ve	ertical condenser with P+G coating		
 process parameters. Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	• Di	igital display for continuous monitoring of		
 Microprocessor controlled bath temperature ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 				- 4
 ranging from ambient to 210°C or better with an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	• Mi	licroprocessor controlled bath temperature		
 an accuracy of ± 1°C. Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	rai	inging from ambient to 210°C or better with		
 Automatic over heat cut-off protection and dry running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 				
 running protection. Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	• A1	utomatic over heat cut-off protection and dry		
 Locking function to prevent accidental change of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 				
 of bath temperature. Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional 	• Io	ocking function to prevent accidental change		
Evaporating flask from 50-5000 ml can be used on the same joint adapter without additional				
on the same joint adapter without additional				
connections. The bath capacity should be of 4.5	- EV	n the same joint adapter without additional		
LUMBELLOUIS, THE DALII CADACTLY DITCOMA CO CO	01	oppositions. The bath capacity should be of 4.5		
Liters or more.				
1 Liter Evaporating Flask, 1 Liter Receiving			E // %	

Flask and Woulff Bottle should be included in standard scope of supply.

- Clamping facilities for changing evaporating flask and quick release function for vapour tube.
- Integrated vacuum controller for centralized control of process parameters e.g., rotation speed, bath temperature, pressure, process time etc and built-in features for controlling recirculating chiller temperature.
- It should be possible to evaporate solvent mixtures through auto distillation sensor by detection of boiling point of each solvents/mixed fraction.
- Solvent library with options for user defined customized programs for dynamic distillation.
- Overall Protection class: IP 20 or more

2. Vacuum Pump

- Two-Stage vacuum pump with a suction capacity of 1.8 2.0 m³/h.
- Ultimate Vacuum: 5-7 mbar
- · Chemically resistant diaphragm

3. Re-circulating Chiller

- Compact and Robust Re-circulating Chiller with a cooling capacity of 550 - 600 Watts at ≥ 15°C
- Temperature Range: ≤ -10 to 25°C
- Pump flow rate: 2.5 litres/min or more
- Pump pressure: ≤ 0.6 bar
- Tank volume/Thermal fluid fill volume ≥ 3litres

Note: All items quoted should be from the same manufacturer for easy integration of the complete system.

4. The equipment along with all its accessories must have 3 years comprehensive warranty. The bidder should also quote CMC for 4th and 5th year separately. 5. The bidder must also quote for other required accessory, spares, etc. required for the standalone operation of the system. ICAR-IARI shall only be

responsible for providing suitable location and power	
requirement for operating the said system.	
6. Each bidder must provide detailed printed	
catalogues highlighting each of the required	
specifications in the same along with their technical	
bids failing which they are liable to be technically	
rejected.	

Other Condition		
1. Are your registered with TIN/PAN and VAT/CST/GST	Yes/No	PAN No. GST No.
2. Have you deposited EMD/- original EMD is to be submitted to the Asstt. Admn. Officer, Division of Agricultural Chemicals before closing date of tender	Yes/No	Amount DDNo/FDR/BG No Name of Bank
3. Have you enclosed lated authorization certificate resting with sufficient validity period from manufacturer/Principal foreign firm (if any applicable)	Yes/No	Enclose copy
4. Have you ever been debarred/Black listed by the Govt. Deptt.,/Court of law for doing any business in India attach self-declaration certificate in the regard	Yes/No	Enclose copy
5. Have yoou enclosed any Literature/pamphlet/drawingetc. Alongwith user list if any	Yes/No	Enclose Copy
6. Have you enclosed the tender documents duly signed accepting the same with technical bid.	Yes/No	Enclose Copy
7. Have you enclosed 3 years experience in this line, proof in form of work orders during last three years?	Yes/No	Enclose Copy

(सहायक प्रशासनिक अधिकारी) Asstt. Admn. Officer